

Так  
ПОРЯДКА  
В  
ЖИЗНИ  
станет  
больше.



## Кейсы HEINE

 [01]	Мягкий чехол для отоскопов / офтальмоскопов (60 мм x 230 мм x 40 мм) [ 01 ]	<b>A-180.01.000</b>
 [02]	Чехол на молнии для отоскопов (110 мм x 200 мм x 30 мм) [ 02 ]	<b>B-237.00.000</b>
 [03]	Кейс для комплектов бинокулярных луп (270 мм x 230 мм x 85 мм) [ 03 ]	<b>C-000.32.552</b>
 [04]	Кейс для осветителей LoupeLight2 / MicroLight2 на оправе S-FRAME, а также офтальмоскопа SIGMA 250 (270 мм x 270 мм x 150 мм) [ 04 ]	<b>C-000.32.553</b>
 [05]	Кейс для осветителя MicroLight2 на обруче (270 мм x 270 мм x 150 мм) [ 05 ]	<b>C-000.32.554</b>
 [06]	Жёсткий кейс для офтальмологических диагностических комплектов C-034 (185 мм x 116 мм x 50 мм) [ 06 ]	<b>C-034.00.000</b>
 [07]	Жёсткий кейс для офтальмологических диагностических комплектов C-034 (185 мм x 116 мм x 50 мм) [ 06 ]	<b>C-079.00.000</b>
 [08]	Жёсткий кейс для комплектов непрямых офтальмоскопов C-283 и C-284 (470 мм x 400 мм x 190 мм) [ 07 ]	<b>C-079.03.000</b>

## Кейсы HEINE



[09]

**Жёсткий кейс** для офтальмологических диагностических комплектов C-261 и C-144 (185 мм x 116 мм x 50 мм) [ 09 ]

**C-144.06.000**

[10]

**Жёсткий кейс** для офтальмологических диагностических комплектов C-262 и C-145 (235 мм x 135 мм x 50 мм) [ 10 ]

**C-145.00.000**

[11]

**Кейс** для комплекта непрямого офтальмоскопа C-281 (400 мм x 300 мм x 105 мм) [ 11 ]

**C-080.00.000**

[12]

**Жёсткий кейс** для комплекта ретинометра LAMBDA 100 (235 мм x 135 мм x 50 мм) [ 12 ]

**C-187.06.000**

[13]

**Мягкий чехол** для инструментов mini (95 мм x 185 мм x 35 мм) [ 13 ]

**D-861.00.000**

[14]

**Кейс на молнии** для дерматоскопа mini 3000 (205 мм x 95 мм x 55 мм) [ 14 ]

**D-887.00.000**

[15]

**Кейс на молнии** для ларингоскопов (170 мм x 280 мм x 50 мм) [ 15 ]

**F-179.00.000**

[16]

**Кейс** для ларингоскопических комплектов FlexTip+ F.O. F-227, F-229 или F-230 (265 мм x 225 мм x 50 мм) [ 16 ]

**F-227.01.000**

## Гарантия HEINE – лучшая гарантия на рынке!

HEINE предлагает Вам гарантию, которая отражает качество и надёжность нашей продукции. Все продукты соответствуют Европейской директиве 93/42 / ЕЕС или Правилам медицинского оборудования (MDR) относительно медицинских изделий и имеют европейский Знак Безопасности CE. Вся продукция HEINE, поставляемая в Российскую Федерацию, имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора.



### Стандартная 5-летняя гарантия

Все изделия HEINE имеют гарантию в течение 5 лет от даты поставки с завода на любые неисправности по вине производителя и на отсутствие дефектов конструкции, материалов и изготовления. Гарантия не распространяется на износ, на одноразовые предметы и расходные материалы, а также на аккумуляторные батареи и стандартные принадлежности, такие как лампы, общедоступные кабели управления и питания и соответствующие штекеры. Для получения подробной информации посетите сайт [www.heine.com](http://www.heine.com).

## Условия гарантии для отдельных продуктов:

### Дерматоскоп HEINE iC1

HEINE предоставляет 5-летнюю гарантию только в том случае, если продукт был приобретен у авторизованного дилера и зарегистрирован в течение 6 месяцев с даты покупки. Для регистрации перейдите по ссылке [www.heine.com/register](http://www.heine.com/register). Гарантия распространяется на дефекты конструкции, материалов и изготовления. Эта гарантия не распространяется на аккумулятор и чехол для мобильного телефона.

### Фиброоптические ларингоскопы HEINE

**Клиники ларингоскопа имеют расширенную 10-летнюю гарантию** на отсутствие дефектов материала, обработки и изготовления, для лезвий, изготовленных 01.01.2020 или позже или с серийным номером SN1105228000 или выше. Предоставляется 10-летняя гарантия того, что выходная мощность не упадет ниже 1000 люкс даже после повторных циклов автоклавирования (из расчета 4000 циклов при 134 °C/4 мин). Гарантия распространяется на лезвия ларингоскопа HEINE Classic+ после очистки, дезинфекции и/или стерилизации, в соответствии с инструкциями по переработке. На ларингоскопические лезвия HEINE Classic+ F.O., изготовленные до 01.01.2020, и на лезвия FlexTip+ распространяются те же условия гарантии, которые указаны выше, с 5-летним гарантийным периодом.

### HEINE GAMMA G-series

На сфигмоманометры HEINE Gamma G7 и HEINE Gamma XXL LF распространяется расширенная гарантия – 10 лет на отсутствие дефектов материала, обработки и конструкции. Изнашиваемые детали и метрологический контроль не включены.

#### \*HEINE Cube

На Cube HEINE предоставляется гарантия 2 года.

#### \* Видеоларингоскоп HEINE visionPRO

На видеоларингоскоп HEINE visionPRO компания HEINE предоставляет 2-летнюю гарантию.

## Гарантия HEINE – лучшая гарантия на рынке!

### Уважаемые коллеги!

Мы, компания TTT HealthCare GmbH, Генеральный партнёр в России и других странах СНГ немецкой фирмы HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG, просим Вас ознакомиться с условиями гарантии на диагностические инструменты и оборудование производства HEINE.

HEINE предлагает Вам гарантию, которая отражает качество и надёжность нашей продукции. Все продукты соответствуют Европейской директиве 93/42 / ЕЕС или Правилам медицинского оборудования (MDR) относительно медицинских изделий и имеют европейский Знак Безопасности CE.

Вся продукция HEINE, поставляемая в Российскую Федерацию, имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора.

### Стандартная 5-летняя гарантия

Все изделия HEINE имеют гарантию в течение 5 лет от даты поставки с завода на любые неисправности по вине производителя и на отсутствие дефектов конструкции, материалов и изготовления. Гарантия не распространяется на износ, на одноразовые предметы и расходные материалы, а также на аккумуляторные батареи и стандартные принадлежности, такие как лампы, общедоступные кабели управления и питания и соответствующие штекеры.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие по следующим причинам:

- эксплуатация с нарушением требований руководства по эксплуатации, либо небрежным обращением;
- механическими повреждениями медицинского изделия или его принадлежностей;
- включение в сеть с напряжением, отличным от указанного на изделии;
- разборка, не предусмотренная руководством по эксплуатации, или любое другое постороннее вмешательство в конструкцию изделия, в том числе ремонт, произведенный не уполномоченным на это персоналом;
- использование неоригинальных устройств и комплектующих, а также расходных материалов;
- проникновение жидкости, пыли и других посторонних предметов внутрь изделия, умышленная порча;
- повреждение изделия в результате пожара, наводнения, удара молнии и пр.

**Каждый потребитель, любое государственное или частное ЛПУ, которое приобрело продукцию HEINE у авторизованного дистрибьютера, имеет право получить полную заводскую гарантию на 5 лет. Для получения гарантийного талона завода-изготовителя необходимо сообщить серийный номер и наименование приобретенного инструмента Генеральному партнёру HEINE в России и СНГ, в компанию TTT HealthCare GmbH: [info@ttt-gmbh.com](mailto:info@ttt-gmbh.com)**