

Да
будет
СВЕТ.



Смотровая лампа HEINE EL 10 LED®


Яркая во всех смыслах с LED^{HQ}-освещением


LED IN HEINE QUALITY.


Смотровая лампа EL 10 LED отличается абсолютно однородным пятном освещения. Интенсивность света плавно регулируется. Диаметр светового пятна настраивается в пределах от 8,5 до 14 см. Рабочее расстояние – 30 см. Управление с помощью эргономичной рукоятки позволяет быстро настраивать яркость и размер пятна. Компактная осветительная головка (диаметр около 60 мм) обеспечивает коаксиальное освещение, особенно в сложных рабочих условиях.

- ⋆ **Яркий однородный свет.** Превосходное освещение в любой ситуации. Беспрепятственный обзор слухового канала и барабанной перепонки.
- ⋆ **Есть технология LED. А есть LED^{HQ}.** HEINE установил новый стандарт, согласно которому только лучшее является достаточно хорошим, от выбора материалов до обработки, от интенсивности света до контроля яркости и от терморегулирования до максимально высокого индекса цветопередачи. **Это то, что мы называем технологией LED с качеством HEINE – или LED^{HQ}.**
- ⋆ **3 различных варианта крепления.** Настенное крепление, зажим для крепления к столешнице или на передвижном штативе.
- ⋆ **Монолитная конструкция.** Надежность эксплуатации и мощное освещение в течение многих лет.
- ⋆ **Гигиеничность.** Простота и эффективность очистки и дезинфекции.
- ⋆ **Гибкая ножка.** Простая и быстрая установка в нужное положение.
- ⋆ **Система электрического контроля** осуществляет мониторинг состояния прибора и гарантирует безопасность.

Смотровая лампа EL 10 LED	LED
С настенным креплением [01]	J-008.27.001
С зажимом для крепления к столешнице [02]	J-008.27.002
С передвижным штативом на металлическом основании [03]	J-008.27.003
Зажим для крепления лампы EL 10 LED к столешнице	J-000.27.013
Передвижной штатив с металлическим основанием и креплением для лампы EL 10 LED (высота 80 см)	Y-096.50.010
Крепление лампы к передвижному штативу [04]	J-000.27.014



Смотровая лампа HEINE EL3 LED

Яркое светодиодное освещение по технологии LED^{HQ}

LED^{HQ}
LED IN HEINE QUALITY.



- ⚡ **Исключительная яркость.** EL3 LED обеспечивает яркое освещение без теней точно на исследуемой области.
- ⚡ **Есть технология LED. А есть LED^{HQ}.** HEINE установил новый стандарт, согласно которому только лучшее является достаточно хорошим, от выбора материалов до обработки, от интенсивности света до контроля яркости и от терморегулирования до максимально высокого индекса цветопередачи. **Это то, что мы называем технологией LED с качеством HEINE – или LED^{HQ}.**
- ⚡ **Освещение без теней.** Компактная осветительная головка (диаметр около 60 мм) обеспечивает удобное, точное позиционирование, особенно в сложных ситуациях. Оптимальное расположение позволяет устранять нежелательные тени в пятне освещения.
- ⚡ **Не требует технического обслуживания,** простая в очистке. Закрытая конструкция головки Cool-Touch делает дезинфекцию простой и безопасной.
- ⚡ **Оптимальное позиционирование.** Лёгкая головка и упругая гибкая ножка позволяют быстро установить лампу в необходимое положение и направить свет именно туда, где он необходим.
- ⚡ **Различные варианты крепления.** Настенное крепление, зажим для крепления к столешнице или на передвижном штативе.

Смотровая лампа EL3 LED	LED
С настенным креплением [01]	J-008.27.011
С зажимом для крепления к столешнице [02]	J-008.27.013
С передвижным штативом на металлическом основании [03]	J-008.27.014
Зажим для крепления лампы EL3 LED к столешнице	J-000.27.013
Передвижной штатив с металлическим основанием и креплением для лампы EL3 LED (высота 80 см)	Y-096.50.010
Крепление лампы к передвижному штативу [04]	J-000.27.014





Гарантия HEINE – лучшая гарантия на рынке!

HEINE предлагает Вам гарантию, которая отражает качество и надёжность нашей продукции. Все продукты соответствуют Европейской директиве 93/42 / ЕЕС или Правилам медицинского оборудования (MDR) относительно медицинских изделий и имеют европейский Знак Безопасности CE. Вся продукция HEINE, поставляемая в Российскую Федерацию, имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора.



Стандартная 5-летняя гарантия

Все изделия HEINE имеют гарантию в течение 5 лет от даты поставки с завода на любые неисправности по вине производителя и на отсутствие дефектов конструкции, материалов и изготовления. Гарантия не распространяется на износ, на одноразовые предметы и расходные материалы, а также на аккумуляторные батареи и стандартные принадлежности, такие как лампы, общедоступные кабели управления и питания и соответствующие штекеры. Для получения подробной информации посетите сайт www.heine.com.

Условия гарантии для отдельных продуктов:

Дерматоскоп HEINE iC1

HEINE предоставляет 5-летнюю гарантию только в том случае, если продукт был приобретен у авторизованного дилера и зарегистрирован в течение 6 месяцев с даты покупки. Для регистрации перейдите по ссылке www.heine.com/register. Гарантия распространяется на дефекты конструкции, материалов и изготовления. Эта гарантия не распространяется на аккумулятор и чехол для мобильного телефона.

Фиброоптические ларингоскопы HEINE

Клиники ларингоскопа имеют расширенную 10-летнюю гарантию на отсутствие дефектов материала, обработки и изготовления, для лезвий, изготовленных 01.01.2020 или позже или с серийным номером SN1105228000 или выше. Предоставляется 10-летняя гарантия того, что выходная мощность не упадет ниже 1000 люкс даже после повторных циклов автоклавирования (из расчета 4000 циклов при 134 °C/4 мин). Гарантия распространяется на лезвия ларингоскопа HEINE Classic+ после очистки, дезинфекции и/или стерилизации, в соответствии с инструкциями по переработке. На ларингоскопические лезвия HEINE Classic+ F.O., изготовленные до 01.01.2020, и на лезвия FlexTip+ распространяются те же условия гарантии, которые указаны выше, с 5-летним гарантийным периодом.

HEINE GAMMA G-series

На сфигмоманометры HEINE Gamma G7 и HEINE Gamma XXL LF распространяется расширенная гарантия – 10 лет на отсутствие дефектов материала, обработки и конструкции. Изнашиваемые детали и метрологический контроль не включены.

*HEINE Cube

На Cube HEINE предоставляется гарантия 2 года.

* Видеоларингоскоп HEINE visionPRO

На видеоларингоскоп HEINE visionPRO компания HEINE предоставляет 2-летнюю гарантию.

Гарантия HEINE – лучшая гарантия на рынке!

Уважаемые коллеги!

Мы, компания TTT HealthCare GmbH, Генеральный партнёр в России и других странах СНГ немецкой фирмы HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG, просим Вас ознакомиться с условиями гарантии на диагностические инструменты и оборудование производства HEINE.

HEINE предлагает Вам гарантию, которая отражает качество и надёжность нашей продукции. Все продукты соответствуют Европейской директиве 93/42 / ЕЕС или Правилам медицинского оборудования (MDR) относительно медицинских изделий и имеют европейский Знак Безопасности CE.

Вся продукция HEINE, поставляемая в Российскую Федерацию, имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора.

Стандартная 5-летняя гарантия

Все изделия HEINE имеют гарантию в течение 5 лет от даты поставки с завода на любые неисправности по вине производителя и на отсутствие дефектов конструкции, материалов и изготовления. Гарантия не распространяется на износ, на одноразовые предметы и расходные материалы, а также на аккумуляторные батареи и стандартные принадлежности, такие как лампы, общедоступные кабели управления и питания и соответствующие штекеры.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие по следующим причинам:

- эксплуатация с нарушением требований руководства по эксплуатации, либо небрежным обращением;
- механическими повреждениями медицинского изделия или его принадлежностей;
- включение в сеть с напряжением, отличным от указанного на изделии;
- разборка, не предусмотренная руководством по эксплуатации, или любое другое постороннее вмешательство в конструкцию изделия, в том числе ремонт, произведенный не уполномоченным на это персоналом;
- использование неоригинальных устройств и комплектующих, а также расходных материалов;
- проникновение жидкости, пыли и других посторонних предметов внутрь изделия, умышленная порча;
- повреждение изделия в результате пожара, наводнения, удара молнии и пр.

Каждый потребитель, любое государственное или частное ЛПУ, которое приобрело продукцию HEINE у авторизованного дистрибьютера, имеет право получить полную заводскую гарантию на 5 лет. Для получения гарантийного талона завода-изготовителя необходимо сообщить серийный номер и наименование приобретенного инструмента Генеральному партнёру HEINE в России и СНГ, в компанию TTT HealthCare GmbH: info@ttt-gmbh.com