

**HEINE** QUALITY  
MADE IN GERMANY


## ∴ Ф.О. отоскоп HEINE BETA® 400

Максимальное увеличение для лучшей диагностики.

НОВИНКА!

**4.2x**

УВЕЛИЧЕНИЕ



ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ



УПРАВЛЕНИЕ  
ОДНОЙ РУКОЙ



ФИБРООПТИЧЕСКИЙ ОТОСКОП HEINE BETA® 400.

УВЕЛИЧЕНИЕ 4.2x. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ. УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ.

Ф.О. отоскоп HEINE BETA® 400 самый передовой высококачественный отоскоп, который обеспечивает детальную визуализацию, при этом сохраняя простое управление и функциональность. Благодаря непревзойденному коэффициенту увеличения 4.2x и точной оптике с многослойным покрытием для резкого изображения, он обеспечивает действительно наилучшую диагностику. Большое поле зрения позволяет с одного взгляда отчетливо рассмотреть ушной канал и барабанную полость среднего уха. Прибор также оборудован уникальным механизмом открытия (патент заявлен), управлять которым можно при помощи одной руки; такой механизм обеспечивает легкое открытие оптической системы. Благодаря такому устройству работа с прибором становится еще проще.



**4.2x**

#### УВЕЛИЧЕНИЕ 4.2x

Непревзойденный прибор: подробный анализ анатомических структур и простое распознавание инородных тел.



#### УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ

Легкое управление пальцем: оптическая система может быть открыта щелчком и вне рабочей зоны, что обеспечивает легкое использование и очистку.



#### ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ

Точное изображение: обеспечивает резкое изображение в удобном рабочем диапазоне.

Ф.О. отоскоп BETA 400 **без рукоятки** [ 01 ]

**2,5 В: В-001.11.400**

**3,5 В: В-002.11.400**

Ф.О. отоскоп BETA 400 с 1 набором (4 шт.) многоцветных воронок и 5 одноразовых воронок AllSpec 2,5 и 4 мм Ø, запасная лампа, **батарейная рукоятка BETA 2,5 В**, жесткий кейс [ 02 ]

**В-143.10.118**

**Набор:** Ф.О. отоскоп BETA 400 с 1 набором (4 шт.) многоцветных воронок и 5 одноразовых воронок AllSpec 2,5 и 4 мм Ø, **головка офтальмоскопа BETA 200**, 1 запасная лампа, 1 перезаряжаемая рукоятка BETA L 3,5 В, зарядный блок NT 300, жесткий кейс

**А-153.29.420**

**Набор:** Ф.О. отоскоп BETA 400 с 5 одноразовыми воронками AllSpec размером 2,5 и 4 мм Ø, **головка дерматоскопа DELTA 20 Plus**, запасная лампа для BETA 400, 1 перезаряжаемая рукоятка BETA L 3,5 В, зарядный блок NT 300

**А-160.29.420**

**Другие наборы предоставляются по запросу.**



 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG, Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Germany  
Tel. +49 (0) 81 52/38-0, Fax +49 (0) 81 52/38-202, E-Mail: info@heine.com, [www.heine.com](http://www.heine.com)

HEINE CIS Representative: **TTT HealthCare GmbH**, Heimat 89, 14165 Berlin, Germany  
Tel.: +49 (0) 151 15353792, fax: +49 (0) 30 84724773, info@ttt-gmbh.com, [www.ttt-gmbh.com](http://www.ttt-gmbh.com)

