

∴ **Биноккулярные лупы и налобные осветители HEINE**

Идеальная видимость для наивысшей чёткости.

Индивидуальны как Ваша ежедневная работа.

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ



Убедитесь в преимуществах налобного осветителя HEINE ML4 LED HeadLight

Идеально сидит. Идеальная видимость. Во время длительных операций тоже.

Разработан специально для того, чтобы обеспечить оперирующему врачу идеальную видимость во время длительных оперативных вмешательств и манипуляций. Большое разнообразие индивидуальных настроек шлема и удобные кожаные прокладки гарантируют максимальный комфорт и стабильное крепление.

LED HQ
LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.



Наш бестселлер у оперирующих врачей

● Выберите Ваш источник питания. Бескабельный, встроенный в шлем (UNPLUGGED) или портативный аккумулятор с кабелем (mPack) (см. стр. 6).

● Идеально сидит. Благодаря большому разнообразию индивидуальных настроек.

● Бестеневое изображение. Благодаря компактному коаксиальному дизайну.

● Бесступенчатая регулировка светового поля. Например, от 30 до 80 мм при рабочем расстоянии 420 мм.

● Идеальная освещённость благодаря HEINE LED HQ. 65.000 Lux. Гомогенная освещённость. Натуральная цветопередача.

● Крепление оправы i-View. Регулируемый угол обзора и функция "флип-ап".






Убедитесь в преимуществах налобного осветителя HEINE® MicroLight 2

Ярче. Легче. Улучшенная функциональность.

НАШ №. 1 ДЛЯ СТОМАТОЛОГОВ И ЛОР-ВРАЧЕЙ

LEDno
LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.

НОВИНКА!



i-View Lupenträger.
Adjustierbarer
Blickwinkel und
Flip-up Funktion.

Цельный алюминиевый корпус. Эксклюзивный. Лёгкий. Долговечный.



НОВИНКА! mPack mini.
Компактнее. Легче. Зарядка
через USB. Работа без
подзарядки в течение 9 часов.

НОВИНКА! Сменный, высоко-качественный соединительный кабель, рассчитанный на интенсивное использование, с резьбовым соединением и брызгозащитой.

Бестеновой.
Благодаря компактному коаксиальному дизайну.

Идеальная освещённость благодаря HEINE LEDno.
НОВИНКА! 55.000 Lux.
Гомогенное освещение.
Естественная цветопередача.

> Информация для заказа на предпоследней странице или в интернете www.heine.com

HEINE® MicroLight 2

Сверхлёгкий. Универсальный. Без увеличения.



MicroLight2 на
оправе S-FRAME



MicroLight2 на
обруче Lightweight






Убедитесь в преимуществах бинокулярных луп HEINE

Высокое разрешение и резкость.
Индивидуальные увеличения.


Ваша оптимальная лупа так же индивидуальна, как Ваша ежедневная работа. Высококласная оптика HEINE представлена целым рядом луп для реализации индивидуальных потребностей (стр. 6).

Почувствуйте разницу, когда Вы меньше устаёте, даже во время длительных операций, благодаря

- Чёткое изображение с высоким разрешением
- Большое смотровое поле
- Гомогенное увеличение
- Лёгкий вес
- Ахроматическая оптика (HR) с многослойным покрытием
- Призматическая оптика для высокого разрешения (HRP)



Крепление HEINE i-View.
Индивидуально выставляемый угол зрения обеспечивает коаксиальное, бестеневое изображение.



Функция "флип-ап".
Чтобы посмотреть на операционное поле без увеличения, просто отверните оптику наверх.

ОПТИМАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ


ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ: ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ...



Без освещения и без увеличения



Освещение и увеличение с помощью аналогичного продукта конкурента



Освещение и увеличение бинокулярной лупой HEINE HR 2.5x и налобным осветителем LoupeLight 2



LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.

Убедитесь в уникальном качестве света HEINE LEDHQ

Яркий. Равномерная освещённость.

Естественная цветопередача.

LED значит не просто LED. Почувствуйте пять основных отличительных признаков качества HEINE LEDHQ, которые обеспечивают идеальный свет для Вашей ежедневной работы.



ОПТИМАЛЬНАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

55.000 – 65.000 Lux. Это доказанный оптимум для луп и налобных осветителей, чтобы различать даже самые незначительные аномалии.



РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

От края до края. Абсолютно яркий и единообразный световой луч.

CRI
90

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

Индекс цветопередачи (CRI) 90, аналогично дневному свету. Красный цвет передаётся как красный, синий как синий.



ИДЕАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Теплопроводная фольга и алюминиевые охлаждающие элементы обеспечивают оптимальную мощность и срок службы LED.

LONG
LIFE

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Источники света HEINE LEDHQ отличаются практически неограниченным сроком службы и не требуют никакого ухода.

LEDHQ

LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.

ИДЕАЛЬНЫЙ СВЕТ




... И ЯРКОГО, ГОМОГЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ С НАТУРАЛЬНОЙ ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕЙ



Без освещения и без увеличения



Освещение и увеличение с помощью аналогичного продукта конкурента



Освещение и увеличение бинокулярной лупой HEINE HR 2.5x и налобным осветителем LoupeLight 2

LEDHQ

LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.

Найдите Вашу идеальную комбинацию

ПОВЫШКА!

Всего четыре компонента. Новый конфигуратор.

1



ОЧКИ S-FRAME



ШЛЕМ Professional L

КАК НОСИТЬ? ВАРИАНТЫ:

Лёгкий профессиональный дизайн для работы без усталости

2



HR 2.5x/340mm



HR 2.5x/420mm



HR 2.5x/520mm



HRP 3.5x/420mm



HRP 4x/340mm



HRP 6x/340mm

УВЕЛИЧЕНИЕ И РАБОЧЕЕ РАССТОЯНИЕ

Выбирайте минимальное увеличение, отвечающее Вашим потребностям. Чем меньше увеличение, тем легче пользоваться лупой, так как поле обзора и глубина резкости больше. Рабочее расстояние определяется индивидуально в зависимости от того, как Вы привыкли работать.

3



LED. JETZT IN NEBENE QUALITÄT.

ОСВЕЩЕНИЕ

Выбирайте между LoupeLight 2 и ML4 LED.



LoupeLight 2 для очков S-FRAME

Компактный и лёгкий.
Коаксиальное освещение.
Станд. 55.000 Lux.



ML4 LED HeadLight для шлема Professional L

Стабильное, комфортное крепление
Коаксиальное освещение.
Различные опции по источникам питания. Станд. 65.000 Lux.

4

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



mPack mini
Переносной аккумулятор
с кабелем.



mPack
Переносной аккумулятор
с кабелем.



mPack UNPLUGGED
без кабеля,
встроен в шлем.

Есть ещё
вопросы?

Звоните
нам!

∴ Почувствуйте настоящую индивидуальность

Информация для заказа.

ИДЕАЛЬНАЯ ВИДИМОСТЬ

ML4 LED HeadLight
на шлеме Professional
L с бинокулярной
лупой HR и очками
S- GUARD

J-008.31.441

НОВИНКА!
MicroLight 2 на
обруче Lightweight

J-008.31.277

ML4 LED HeadLight
на шлеме
Professional L

J-008.31.416

НОВИНКА!
LoupeLight 2 на
очках S-FRAME с
бинокулярными
лупами HR

C-008.32.451

НОВИНКА!
LoupeLight 2 на
очках S-FRAME с
бинокулярными
лупами HRP

C-008.32.453



Наши самые популярные наборы:

УВЕЛИЧЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

ML4 LED HeadLight с бинокулярной лупой HR/HRP, с креплением i-View и очками S- GUARD на шлеме Professional L, с источником питания mPack, сетевым зарядным блоком и чистящей жидкостью

с бинокулярной лупой HR 2.5x /420 мм рабочее расстояние

J-008.31.441

с бинокулярной лупой HRP 3.5x /420 мм рабочее расстояние

J-008.31.442

НОВИНКА! LED LoupeLight 2 с бинокулярной лупой HR/HRP с креплением i-View на очках S-FRAME, дополнительным жёлтым фильтром, mPack mini, клипсой для крепления mPack mini на брючном ремне, сетевым зарядным блоком E4-USB, защитными очками, 2 стерилизуемыми поворотными рычажками, шнурком для крепления, чистящей жидкостью, в кейсе.

с бинокулярной лупой HR 2.5x /420 мм рабочее расстояние

C-008.32.451

с бинокулярной лупой HRP 3.5x /420 мм рабочее расстояние

C-008.32.453

ТОЛЬКО ОСВЕЩЕНИЕ

ML4 LED HeadLight на шлеме Professional L с настенной зарядной станцией EN50 UNPLUGGED, 2x mPack UNPLUGGED **J-008.31.416**

НОВИНКА! MicroLight 2 на обруче Kopfband Lightweight с mPack mini, клипсой для крепления mPack mini на брючном ремне,

сетевым зарядным блоком E4-USB, защитными очками, 2 стерилизуемыми поворотными рычажками, шнурком для

крепления, чистящей жидкостью, в кейсе.

J-008.31.277

ТОЛЬКО УВЕЛИЧЕНИЕ

Наборы бинокулярных луп с креплением i-View на очках S-FRAME, защитные очки, 2 стерилизуемых поворотных рычажка, шнурок для крепления, чистящая жидкость, салфетка для чистки, в кейсе

с бинокулярной лупой HR Binokularlupe 2.5x /420 мм рабочее расстояние

C-000.32.356

с бинокулярной лупой HRP Binokularlupe 4x /340 мм рабочее расстояние

C-000.32.431



Подберите Вашу индивидуальную комбинацию из многочисленных опций
www.heine.com/binokularlupen_kopfleuchten



Когда Хельмут А. Хайне основал в 1946 году нашу компанию HEINE Optotechnik, у него была ясная цель: он хотел делать лучшие в мире медицинские диагностические инструменты. Он был убежден, что только с помощью инструментов высшего качества возможна самая ранняя и самая надежная диагностика. Вот уже более 70 лет наши клиенты могут положиться на эту гарантию, на точную диагностику, уникальную функциональность и долгий срок службы инструментов HEINE.

Будучи мировым лидером в производстве инструментов первичной диагностики с более чем 500 сотрудниками, мы и по сей день не отступаем от этих принципов. Мы до сих пор являемся на 100% семейным предприятием. Нам очень важны наши сотрудники, наши клиенты и качество нашей продукции. Мы и сегодня разрабатываем и производим все инструменты HEINE исключительно на наших производственных площадях в Германии, где мы объединяем опыт многих десятилетий и профессиональное мастерство с самыми современными производственными технологиями.

www.heine.com



GERMANY

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7
D-82211 Herrsching / Germany
Tel. +49 81 52-38 0
Fax +49 81 52-3 82 02
E-Mail: info@heine.com
www.heine.com

RUSSIA and CIS

TTT HealthCare GmbH
Heimat 89
D-14165 Berlin / Germany
Tel. +49 151 15353792
Fax +49 30 84724773
E-Mail: info@ttt-gmbh.com
www.ttt-gmbh.com

AUSTRALIEN

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road
PO Box 7218 Warringah Mall
NSW 2100
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05
E-Mail: info@heine.com.au

SCHWEIZ

HEINE (Schweiz) AG
Tobelackerstr. 9
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: info@heineschweiz.ch

Technische Änderungen vorbehalten.

© 2017 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.

Ihr Fachhändler

07/17. A-000.00.257 d



Др. Эрик Феттерг
(диплом по имплантологии, диплом по имплантологии, пародонтологии и эстетической стоматологии)
протестировал бинокулярные лупы HEINE HRP.

